



Hygiene- und Ablaufplan für die Selbsttests an der EENS

- Kinder waschen sich die Hände und setzen sich an die Plätze nach Klassenritual.
- Die Fenster werden geschlossen.
- Die Lehrkraft teilt das Testmaterial aus, ggf. nacheinander. (Zeit nehmen)
 - Reagenzglas mit Knete / Wäscheklammer, ggf. öffnen und aufstellen
 - Teststreifen (Silicia prüfen, Aufkleber aufbringen)
 - Abstrichtupfer

- Die Kinder setzen (nacheinander) die Masken ab und führen den Abstrich durch.
- Die Tupfer werden in die Reagenzflüssigkeit gedrückt.
- Die Pipettenspitze wird auf das Reagenzglas aufgesetzt und vier Tropfen auf den Streifen aufgebracht. Die Streifen verbleiben am Platz der Kinder.
- Die Uhr wird auf 15 Minuten gestellt und dann ausgewertet.
- Alle Materialien werden im Restmüll entsorgt (gesonderte Säcke).
- Der Raum wird gelüftet

Ablaufschema:

1. Es werden die Bürgertestbescheinigungen / die Einwilligungserklärungen geprüft. Kinder, die beides am Montag nicht haben, müssen abgeholt werden.
2. Dies wird auf den Klassenbuchlisten dokumentiert.
3. Die Vorbereitungen werden in der Klasse durchgeführt.
4. Die Tests werden durchgeführt.
5. Positive Kinder werden von der Klasse behutsam und mitfühlend getrennt und warten im Außengelände (Aufsicht SL / SKA) . Eltern werden angerufen.
6. Positive Testergebnisse werden an das GA gemeldet.
7. Unterricht beginnt